



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Grúa de bipedestación TORNEO COMPACT

ref: AD923

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/gruas-de-bipedestacion-y-traslado/grua-de-bipedestacion-torneo-compact>



La grúa de bipedestación Torneo® Compact ha sido diseñada para ser compacta y maniobrable. El movimiento de bipedestación se realiza de forma natural traccionando desde la lumbar, lo que genera unos movimientos suaves y cómodos.

Entre sus múltiples aplicaciones puede ser utilizada para vestirse, cambio de pañales, utilizar el WC, entrar o salir de un coche, traslado de la silla a la cama y viceversa...y todo de una manera fácil y sencilla.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Características de la Torneo® Compact

- Capacidad máxima hasta 150 kg
- Dimensiones compactas. Extremadamente maniobrable en espacios reducidos.
- El mástil de elevación se pueden ajustar en dos posiciones. Para personas de más de 1,80 cm de altura.
- El soporte de la espinillera se puede regular en altura. Incorpora de serie correa de pantorrilla para una mayor seguridad.
- La espinillera es móvil y se adapta al movimiento de piernas durante el procedimiento de elevación.
- Batería extraíble.
- Mando con luz indicadora del estado de carga.
- Señal acústica de advertencia de sobrecarga de peso.






AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

- Gran maniobrabilidad, gracias a las seis ruedas, dos de ellas con freno.



ARNESES COMPATIBLES:

MODELO	PERÍMETRO DE TORAX	A	B
A918S	70/90cm	22cm	77cm
A918M	90/115cm	22cm	87cm
A918L	115/140cm	26cm	108cm
A918XL	140/165cm	27cm	117cm





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Longitud	Ancho total
AD923	92 cm	57 cm

