

TRX WALKER EVO

PRE-ENSAMBLE



DATOS TÉCNICOS TRX-WALKER EVO

| | |
|-------------------------------|---|
| Programas | 2/3 (pico) HP DC |
| de la tabla de desplazamiento | 0,4 - 8,0 km/h con incremento de 0,1 km/h 430 x 1270 mm - grosor de la cinta 1,6 mm 1 libre, 12 |
| o de la velocidad del motor | preajustados, objetivos: tiempo, distancia, calorías |
| Peso máximo del usuario | 110 Kg |

CONSOLA

Pantalla LCD de 113x63 mm
 luz de fondo azul

sistema de detección de la frecuencia cardíaca con la mano

controles de velocidad y de arranque/parada en el pasamanos

teclas de acceso rápido:
 1-2-3-4-5-6-7-8 km/h

Información proporcionada por la consola

velocidad-ritmo cardíaco-distancia-tiempo-consumo de calorías-programa de carrera

soporte para smartphone/tableta incluido

Cinturón de sujeción lumbar ajustable con velcro y mosquetones incluidos



| | |
|----------------------------------|--|
| Sistema de absorción de impactos | superficie de rodadura en 6 elastómeros |
| | delantero ø46 mm - trasero ø42 mm |
| Diámetro del rodillo Pasamanos | extraíble para su uso en cinta de correr con inclinación manual en 3 niveles |
| Peso del producto | 58 Kg. |
| Dimensiones del producto | 1635 x 700 x 1315 mm |
| Dimensiones cerradas | 1130 x 715 x 1400 con barandillas |
| Estructura | premontadas, 2 ruedas de transporte 68 |
| Peso del producto envasado | kg |
| Dimensiones del embalaje | 1690 x 760 x 290 mm |
| Certificaciones | CE-ROHS-EN957 |